


## MEIKO – TopLine Automates de nettoyage et de désinfection

### MEIKO SAN 19 B / TopLine 40



**Combiné de soins avec vidoir, lavabo et automate de nettoyage et de désinfection. Un combiné avec un grand plan de travail et un placard supplémentaire.**



#### Données techniques

Eau froide : R ½ ", 5 -25 °C  
Débit : > 18 l/min.  
Pression d'écoulement : > 1 bar

Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW  
Alternative :

Eau chaude : R ½ ", 45 -60 °C  
Débit : > 18 l/min.  
Pression d'écoulement : > 1 bar

Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW  
Valeur d'émission  
LpA relative au  
poste de travail : 50 dB

Vidange : DN 100

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.