

M-Commander InVision

Lückenlose Transparenz




M-Commander InVision Analysesoftware
für Hygiene, Logistik und Technik



Sichern Sie sich einen lückenlosen Überblick über alle relevanten Daten. Und das zentral, auf allen Ebenen und permanent. Zusätzlich ermöglichen Ihnen sekundenschnelle Datentransfers über große Entfernungen ein effektives Hygiene-, Logistik- und Servicemanagement. Damit haben Sie die Zügel in der Hand.

M-Commander
InVision



Hygienemanagement und Chargenverwaltung

Effektives Informationsmanagement

Alle relevanten Chargendaten der MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte werden kontinuierlich dokumentiert. Diese Informationen können Sie auf Wunsch und zu jeder Zeit als Protokoll auslesen, ausdrucken oder auf Ihrem Zentralrechner archivieren.

Damit haben Sie stets die notwendige Transparenz und zusätzliche Sicherheit über Hygiene, Logistik und Service. Eine ideale Ergänzung zu den externen Überwachungsmaßnahmen, wie z.B. Routinekontrollen.

- erreichter A_0 -Wert
- eingestellter A_0 -Wert
- Datum und Uhrzeit des Programmstart
- Zyklusdauer
- Maschinen Ident-Nr.
- Chargenzähler
- Programm-Nr.
- Temperaturverlauf der Desinfektionsphase
- Online-Überwachung aus der Ferne
- Geräteparameter
- und vieles mehr