

Overtuigende veiligheid



Hygiëne veiligheid is meer dan alleen een maatregel. Centraal staat altijd; welzijn van patiënt en gebruiker.



Met MEIKO TopLine speelt u op zeker. De reinigungs- en desinfectieautomaat biedt veiligheid over de hele linie.

Zowel bij het behandelen van de verpleeg hulpmiddelen als bij de bediening van de apparaten spreekt

TopLine aan met techniek die voor veiligheid van patiënt en personeel staat. Altijd met het oog op de vereisten van EN ISO 15883. Ontdek nu de highlights en overtuig uzelf van de voordelen van de MEIKO *TopLine*!

MEIKO TopLine - is verkrijgbaar in verschillende modellen. Hier vindt u iets voor elke situatie. Van een specifiek apparaat voor staande of wandmontage, voor het inbouwen bij bestaande indelingen met een praktische onderbouwapparaat tot en met compacte en/of complete verpleegcombinaties. Er is altijd een oplossing op maat. Meer details over de specifieke mogelijkheden vindt u in onze actuele brochure MEIKO TopLine programmaoverzicht.



TopLine 10


Basis model voor een hangende montage aan de wand. Direct gereed om aan te sluiten.




TopLine 20

Reinigings- en desinfectieautomaat met apparaatsokkel. Eenvoudig neerzetten en aansluiten. De ideale oplossing voor het integreren van aanwezige aansluitingen.


TopLine als staand apparaat



TopLine als kleine verpleegcombinatie



TopLine als onderbouwapparaat



MEIKO is u graag behulpzaam bij het vinden van een oplossing voor het indelen van een specifieke spoelruimte. Gewoon even bellen!



SAN 14 B

Compacte verpleegcombinatie bestaande uit TopLine 40, uitstortunit, handenwasbak en aanrechtblad. Inclusief spoelbak en opstaande rand.



SAN 20 W

Verpleegcombinatie met 600 mm kastruimte. Bestaat uit TopLine 40, uitstortunit, wasbak en aanrechtblad. Inclusief spoelbak en opstaande rand.



TopLine

Veiligheid over de hele linie



TopLine in detail

TopLine – meer dan techniek

Vrije afvoer AA conform EN 1717

MIKE 2 elektronica

Naderingsschakelaar voor deurbediening (optioneel)

Sproeiersysteem voor intensief reinigen


Diepgetrokken wasruimte, zelfreinigend

Krachtige draai-slagsproeier

Sifoncontrole

HEPA-filter (H13)

Voetschakelaar voor deurbediening (optioneel)



Uw meerwaarde door innovatieve oplossingen



Steam Stop

Met MEIKO *SteamStop* profiteert u van maximale arbeids- en hygiëneveiligheid door volledige systeemdampdichtheid.

Power Clean

De draai-slagsproeier MEIKO *PowerClean* zorgt voor een efficiënte van de verpleeg hulpmiddelen.

Thermo Control

MEIKO *ThermoControl*, de temperatuurbewaking met elektronisch van elkaar onafhankelijke sensoren, maakt een goede hygiënische desinfectie mogelijk.

Dry&Cool

MEIKO *Dry&Cool* zorgt voor een bacterievrij drogen en afkoelen van de verpleeg hulpmiddelen met gefilterde lucht.



T.A.D.

Met de automatische desinfectie van watertank, leidingen en sproeiers beschermt MEIKO T.A.D. (*Total Auto Disinfection*) de TopLine tegen bacterievorming in het systeem.

Chem Code

De zuiglanscodering MEIKO *ChemCode* garandeert een onverwisselbaar gebruik van reiniging- en naglansspoelmiddel.

Ca²⁰ Stop

De sensorgestuurde doseerbewaking MEIKO *CaStop* beschermt de TopLine actief tegen apparaatverkalking.