

TOPIC

Perfekt und ökonomisch
für Pflegeeinrichtungen



TOPIC Programmübersicht



Das neue MEIKO TOPIC ist die perfekte und wirtschaftliche MEIKO Reinigungs- und Desinfektions-Technologie für Pflegeeinrichtungen und deren Hygieneanforderungen bei Patientengeschirren.

Je nach bauseitiger Situation werden die MEIKO TOPIC Geräte individuell zur bodenfreien Wandmontage oder als Standmodelle geliefert. Und als komplette Pflegeeinrichtungen mit allem, was gut und nützlich ist. TOPIC Einzelgeräte sind speziell für den schnellen und einfachen Austausch veralteter Reinigungs- und Desinfektionstechnik konzipiert. Diese werden maßgenau in die bestehende Anlage, unabhängig vom ursprünglichen Fabrikat, eingepasst und angeschlossen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein ergonomisches Pflegeraumdesign, das höchsten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitsschutz und Hygiene gerecht wird. Auf diese Weise erhalten Sie Ihre ganz individuelle Hygiene-Standard-Lösung.

TOPIC Reinigungs- und Desinfektionsgeräte



Die saubere Lösung

TOPIC 10

Für die fußbodenfreie Wandmontage (mit oder ohne Ausguss)



Die einfache Lösung, ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät zu installieren. Platzsparend und anschlussfertig.

Abmessungen (in mm):
B 500, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630

Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination, bestehend aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät TOPIC 10 mit einem speziell dafür entwickelten Ausguss. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 1.000, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630

TOPIC 20

Standgeräte (mit oder ohne Ausguss)



Bodenstehendes Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Gerätesockel. Einfach hinstellen und anschließen. Die ideale Lösung, vorhandene Anschlüsse zu verwenden.

Abmessungen (in mm):
B 500, T 450 oder 588, H 1.730

Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit geringem Montageaufwand und vielseitiger Funktion. Bestehend aus dem bodenstehenden Reinigungs- und Desinfektionsgerät TOPIC 20 mit Gerätesockel und einem passend dazu entwickelten Ausguss. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 1.000, T 450 oder 588, H 1.730

TOPIC 40

Das praktische Schrankmodell in Untertischausführung



Das TOPIC 40 Reinigungs- und Desinfektionsgerät ist die ideale Ergänzung zur vorhandenen Schrankanlage. Das Einzelgerät hat eine große Arbeits- und Abstellfläche. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.

Abmessungen (in mm):
Gerät:
B 900, T 600, H 900

Das TOPIC 40 Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit eingebautem Handwaschbecken und kleiner Abstellfläche ist eine zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit vielseitiger Funktion. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.

Abmessungen (in mm):
Gerät:
B 900, T 600, H 1.000
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150

TOPIC 40 E

Das Schnell-Sanierungsmodell



Speziell für den schnellen Austausch von Untertischgeräten bei Sanierungen: das TOPIC 40 E. Anpassbar an alle bauseits vorhandenen Nischenmaße.

Abmessungen (in mm):
B 700, T 588, H 760 oder 860

SAN 14 B

TOPIC 40 mit Ausguss und Handwaschbecken



Die kompakte Pflegekombination für die Bedürfnisse im unreinen Arbeitsraum mit Arbeits- und Abstellfläche, Ausguss und Handwaschbecken. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 1.400, T 600, H 1.000
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 364 mm
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150

SAN 19 B

TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken und Schrank



Pflegekombination mit großer Tischfläche und 500 mm breitem Schrankraum. Mit Arbeits- und Abstellfläche sowie Ausguss. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 1.900, T 600, H 900
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 364
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150
Schrankraum:
B 500

SAN 20 BW

TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank



Pflegekombination mit großem 600 mm breitem Schrankraum und Ausguss. Viel Arbeits- und Abstellfläche. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 2.000, T 600, H 1.000
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 364
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150
Waschbecken:
B 500, T 400, H 300
Schrankraum:
B 600

SAN 24 W

TOPIC 40 mit Ausguss, Waschbecken und Schrank 1.000 mm



Eine Pflegekombination mit großem 1.000 mm breitem Schrankraum, wie sie häufig zur Aufstellung kommt. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 2.400, T 600, H 900
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 364
Waschbecken:
B 500, T 400, H 300
Schrankraum:
B 1.000

SAN 29 BW

TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank 1.500 mm



Große Pflegekombination mit idealer Länge. Alle reinigungstechnischen Aufgaben sind optimal in einer Gesamtanlage zusammengefasst. Die Becken sind ergonomisch günstig angeordnet. Die Tischmaße ermöglichen ein komfortables Arbeiten auf einer großzügig bemessenen Arbeitsfläche. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Spritzblende (optional).

Abmessungen (in mm):
B 2.900, T 600, H 900
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 364
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150
Waschbecken:
B 500, H 400, T 300
Schrankraum:
B 1.500



TOPIC Reinigungs- und Desinfektionsgeräte werden serienmäßig mit der innovativen Steuerungselektronik MIKE geliefert.

Abbildungen enthalten Sonderausstattungen

Zusätzlich zur MEIKO Reinigungs- und Desinfektionstechnik halten wir für Sie ein umfangreiches Zubehör- und Einrichtungsprogramm für sicheres und ergonomisches Arbeiten sowie hygienisches Lagern von Pflegeutensilien bereit. Nachstehend 6 Beispiele praxisorientierter Lösungen. Gerne erarbeiten wir auch für Sie individuell geeignete Lösungsvorschläge aus. Sprechen Sie uns an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.



Abtropf- und Lagerregale*
für desinfizierte Urinflaschen, Bettpfannen und Gefäße mit Abstellrost oder Abtropfwanne. In den Breiten 500 bis 1.400 mm.



Wandregal*
mit höhenverstellbaren Ablagen in allen Breiten (Tiefe 350 mm).



Geschlossene Wandschränke**
Schränke mit Schlagtüren und jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm und 1.500 mm.



Offene Wandschränke
Schränke für die offene Ablage mit jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 1.000 mm und 1.200 mm.




Spülkombination*
Unterschränke u.a. mit Schubladen für Pflegekombinationen in unterschiedlichen Breiten und Höhen planbar.



Ausguss mit eingebauter Randspülung*
unabhängig vom Steckbeckenspüler bedienbar (optional). Spritzblende (optional).

* Abbildungen enthalten Sonderausstattungen
** Optional: Lichtblende und Leuchtmittel



760.121.04.XX.CC/DE/DD/XXXX

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.